

# Анализатор КоаТест-4

## Техническое описание

Описание оборудования	
Наименование объекта закупки	Анализатор свертывания крови медицинский четырехканальный
Проводимые тесты	Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ/АПТВ) Тромбиновое время (ТВ) Протромбиновый индекс (ПТИ) Международное нормализованное отношение (МНО) % протромбина по Квику Количество фибриногена по Клаусу в г/л Активность фактора VIII в % Активность фактора IX в % Количество Д-Димера в плазме крови в нг/мл
Построение калибровочной кривой к тестам	От 2 до 8 точек на калибровку
Способ регистрации сгустка	Оптический для всех методик
Количество волн	2
Длины волн, нм	440 – 470 640 – 660
Минимальный объем пробы для клоттинговых методик	0,05 мл
Минимальный объем пробы для Д-Димера	0,015 мл
Количество измерительных каналов	4
Температура термостатирования, °С	37±0,5

Термостатируемые преинкубационные ячейки	4
Термостатируемые реагентные ячейки	2
Диапазон измерений интервалов времени, сек	От 3 до 600
Интервалы времени инкубирования, сек	От 3 до 600
Индикация времени инкубирования и измерения: Визуальная и звуковая	Наличие
Время установления рабочего режима, мин	30
Ввод информации с сенсорного экрана	Наличие
Вывод информации на ЖК дисплей	Наличие
Габаритные размеры, не более, мм	350 × 130 × 290
Масса анализатора, кг	4,5
Система реагентов	Закрытая
Гарантийный период, месяцев	12
Сервисная служба	Наличие
Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие
Эксплуатационная документация на русском языке	Наличие