

Zonci XL3200

Автоматический коагулометр

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	до 160 измерений ПТ в час
Количество кювет в роллере	1000
Количество измерительных каналов	10
Подогрев измерительных кювет	37 °С
Количество выдвижных позиций для проб	35
Охлаждаемых позиций для реагентов	21
Методы исследования	клоттинговые, хромогенные
Принцип измерения	Оптико-механический
Габариты (Д × Ш × В), мм	790 × 710 × 650
Вес, кг	160

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН
Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39

