

# Анализатор DIRUI H-800

## Технические характеристики

Производительность	240 тестов в час по 12-15 параметрам мочи
Тестируемые параметры	уробилиноген, билирубин, кетоны, креатинин, кровь, белок, микроальбумин, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, рН, витамин С, цвет, мутность
Одновременная загрузка	до 50 проб
Минимальный объем пробы	4 мл
Возможность тестирования срочных проб	есть
Автоматическая промывка и сбор отработанных полосок и жидкостей	есть
Встроенные модули	рефрактометр (удельный вес), турбидиметр (мутность) и цветовой сенсор
Длины волн	525, 572, 610 и 660 нм
Память	на 10000 результатов, 5000 срочных, 1000 результатов контроля качества
Дисплей	сенсорный
Термопринтер	встроенный
Порты	последовательный порт RS232, параллельный порт для внешнего принтера
Ридер штрих-кодов	встроенный

Меню	русифицировано
Используемые тест-полоски	DIRUI H10-800, DIRUI H11-800, DIRUI H12-800MA, DIRUI H13-Cr (для H-800)
Потребляемая мощность	300 В
Габариты, мм	660 x 846 x 581
Вес	45 кг