

TruLab Protein Level 2

LOT 32654

Cat. No. 5 9510 99 10 046 (1 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2025-02-28



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
ALB Microalbumin Альбумин (микроальбумин)	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0242	5320 53,2	4096 - 6543 41,0 - 65,4	mg/dL g/L
ASO Antistreptolysin O Антистрептолизин O	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7012	374	299 - 449	IU/mL
C3c Complement C3c Комплемент C3c	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1802	230 2,30	184 - 276 1,84 - 2,76	mg/dL g/L
C4 Complement C4 Комплемент C4	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1812	49,4 0,494	39,5 - 59,3 0,395 - 0,593	mg/dL g/L
CRP C-reactive protein С-реактивный белок	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7002	6,96 69,6	5,08 - 8,84 50,8 - 88,4	mg/dL mg/L
	Immunoturbidimetric Particle enhanced, U-Application Усиление частиц, для универсального применения CRP U-hs	1 7045	6,47 64,7	4,72 - 8,22 47,2 - 82,2	mg/dL mg/L
FERR Ferritin Ферритин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7059	308	222 - 395	ng/mL µg/L
IgA Immunoglobulin A Иммуноглобулин A	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7202	394 3,94	300 - 489 3,00 - 4,89	mg/dL g/L
IgE Immunoglobulin E Иммуноглобулин E	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7239	226	180 - 271	IU/mL
IgG Immunoglobulin G Иммуноглобулин G	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7212	2036 20,4	1629 - 2443 16,3 - 24,4	mg/dL g/L
IgM Immunoglobulin M Иммуноглобулин M	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7222	238 2,38	172 - 305 1,72 - 3,05	mg/dL g/L
MYO Myoglobin Миоглобин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7098	172	138 - 207	ng/mL µg/L
PALB Prealbumin Преальбумин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0292	50,2 0,502	40,2 - 60,2 0,402 - 0,602	mg/dL g/L
RF Rheumatoid Factor Ревматоидный фактор	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7022	72,3	57,8 - 86,8	IU/mL
TRF Transferrin Трансферрин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7252	362 3,62	289 - 434 2,89 - 4,34	mg/dL g/L
AATYP α-1-Antitrypsin Альфа1-антитрипсин				not assayed	



TruLab Protein Level 2

LOT 32654

Cat. No. 5 9510 99 10 046 (1 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2025-02-28



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
AMACG α-2-Макроглобулин Альфа2-макроглобулин			not assayed		
BMICG β-2-Microglobulin Бета2-микроглобулин			not assayed		
CPLAS Ceruloplasmin Церулоплазмин			not assayed		
Сус С Cystatin C Цистатин С			not assayed		
HAPG Haptoglobin Гаптоглобин			not assayed		
KAPPA Кappa Light Chain Каппа легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		
LAMBDA Lambda Light Chain Лямбда легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com