

Системный подход
к диагностике *in vitro*

Диакон 



URIT-3020 и ДИАПАК-3У

Комплексное решение для клиничко-диагностических лабораторий

- Автоматический гематологический анализатор 3-diff*
- Набор реагентов гематологических для клинического анализа крови отечественного производства**

*URIT Medical Electronic Co., Ltd., Китай

**Производственная компания АО «ДИАКОН-ДС», Россия

ДИАПАК-3U — набор реагентов гематологических для клинического анализа крови. Является набором реагентов собственной разработки* производственной компании АО «ДИАКОН-ДС» и предназначен для проведения клинического анализа крови с помощью автоматических гематологических анализаторов с дифференциацией лейкоцитов на 3 популяции серии URIT в клиничко-диагностических лабораториях и научно-исследовательской практике.

*РУ № РЗН 2022/17546 от 22 июня 2022 года.

Каждый набор ДИАПАК-3U рассчитан на выполнение не менее 330 анализов на автоматических гематологических анализаторах URIT с дифференциацией лейкоцитов на 3 популяции.

В комплект поставки набора реагентов ДИАПАК-3U входит:

- Изотонический разбавитель 3U: 1 канистра (10л)
- Лизирующий раствор 3U: 1 флакон (0,25л)
- Промывающий раствор 3U: 1 канистра (3,8л)

Автоматический гематологический анализатор URIT-3020

21 ИЗМЕРЯЕМЫЙ ПАРАМЕТР:

- WBC, LYM (#,%) MID (#,%) GRAN (#,%)
- RBC, HCT, MCV, RDW (sd, cv), MCV, MCHC
- HGB
- PLT, PCT, MPV, PDW (sd, cv), LPCR

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ:

- WBC/ RBC, PLT – импеданс
- HGB – фотометр, бесцианидный метод

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Производительность: 60 образцов/час
- Объем забора пробы:
10 мкл (в режиме открытая пробирка),
20 мкл (в режиме предварительного разведения)
- Система отбора проб: шприц
- Система дозирования реагентов: шприцы
- Объем памяти — 100 000 образцов проб
- Управление: сенсорный 10.1" дисплей (640 x 480)
- Реагентная система: 3 реагента

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

