

**VEDALAB, Франция**

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05725

<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>	<b>Характеристика</b>	<b>Упаковка, кол-во тестов</b>
29071	Аденовирус тест (Adenovirus Test (Adeno-Check-1))	Экспресс-тест для качественного определения антигена аденовируса в фекалиях. 100% корреляция результатов с MERIDIAN ИФА тестом. Время анализа 15 мин.	20
49101	Грипп В тест (Influenza B Test (Influenza B-Check-1))	Экспресс-тест для качественного определения вируса гриппа В в носоглоточных выделениях. Чувствительность 25 нг/мл для штамма В/Hong Kong 5/72, 50 нг/мл для штамма В/Qingdao/102/91, 500 нг/мл для штамма В/Victoria/504/00 и 25 нг/мл для штамма В/Tokio/53/99. Специфичность 100%. Время анализа 15 мин.	20
49041	Грипп А + В двойной тест (Duo Influenza A + B Test (Duo Influenza A+B-Check-1))	Двойной экспресс-тест для качественного одновременного определения вирусов гриппа А и гриппа В в носоглоточных выделениях. Чувствительность и специфичность соответствуют индивидуальным тестам. Время анализа 15 мин.	20
16071	Инфекционный мононуклеоз тест (Infectious Mononucleosis Test (IM-Check-1))	Экспресс-тест для качественного определения гетерофильных антител (IgM) при ИМ в сыворотке, плазме и цельной крови. Чувствительность 12,5 Ед/мл, или 88,2%, и специфичность 75,7%. Время анализа 5–10 мин.	20
30071	Ротавирус тест (Rotavirus Test (Rota-Check-1))	Экспресс-тест для качественного определения антигена ротавируса в фекалиях. 100% чувствительность и специфичность. Время анализа 10 мин.	20

30041	Ротавирус / Аденовирус двойной тест (Duo Rota / Adenovirus Test (Duo Rota-Adenovirus-Check-1))	Двойной экспресс-тест для одновременного качественного определения антигенов ротавируса и аденовируса в фекалиях. Чувствительность и специфичность соответствуют индивидуальным тестам. Время анализа 10 мин.	20
92071	Столбнячный тест (Tetanus Test (Tetanus-Check-1))	Экспресс-тест для качественного определения антистолбнячных антител в пробах сыворотки, плазмы или цельной крови. Пороговая чувствительность 0,1 МЕ/мл. Специфичность 100%. Время анализа 10–15 мин. Тест для оценки необходимости вакцинации.	20
6071	Стрептококк А тест (Strep A Test (Strep A-Check-1))	Экспресс-тест для качественного определения антигенов стрептококка А в мазках из зева. Чувствительность 91,80%, специфичность 97,70% от культурального метода. Время анализа 5–10 мин.	20
7071	Стрептококк В тест (Strep B Test (Strep B-Check-1))	Экспресс-тест для качественного определения антигенов стрептококка В в вагинальных мазках. Чувствительность 88,4%, специфичность 97,9% от культурального метода. Время анализа 5–10 мин.	20
32071	Токсин А тест (Toxin A Test (Toxin A-Check-1))	Экспресс-тест для качественного определения токсина А Clostridium difficile в фекалиях. Чувствительность 4 нг/мл (86,7%), специфичность 91,7% по отношению к цитотоксическому методу. Время анализа 15 мин.	20
37001	Токсин В тест (Toxin B Test (Toxin B-Check-1))	Экспресс-тест для качественного определения токсина В Clostridium difficile в фекалиях. Чувствительность 5 нг/мл. Специфичность 100%. Время анализа 15 мин.	20

32041	Токсин А + В двойной тест (Duo Toxin A + B Test (Duo Toxin A+B-Check-1))	Двойной экспресс-тест для одновременного качественного определения токсинов А и В Clostridium difficile в фекалиях. Чувствительность и специфичность соответствуют индивидуальным тестам. Время анализа 15 мин	20
22071	Туберкулез тест (Tuberculosis Test (TB-Check-1))	Экспресс-тест для качественного определения антител (IgG, IgA, IgM) к Mycobacterium tuberculosis в сыворотке, плазме и цельной крови. Чувствительность 350 МЕ/мл (IgG, IgA). Время анализа 10–15 мин.	20
17071	Хеликобактер пилори тест (Helicobacter Pylori Test (H.Pylori-Check-1))	Экспресс-тест для качественного определения IgG против белков H.Pylori в сыворотке, плазме и цельной крови. Чувствительность 10–15 АЕ/мл. Специфичность 89,7% от Вестерн-блоттинга и 83% от культурального высева. Время анализа 10–15 мин.	20

**VEDALAB, Франция**

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05844

Артикул	Наименование	Характеристика	Упаковка, кол-во тестов
26071	Сифилис тест (Syphilis Test (Syph-Check-1))	Экспресс-тест для качественного определения антител (IgG, IgA, IgM) к Treponema pallidum в сыворотке, плазме и цельной крови. 100% чувствительность и специфичность по сравнению с RPR, TPI и FTA-ABS тестами. Время анализа 10–15 мин.	20

**VEDALAB, Франция**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/11533

Артикул	Наименование	Характеристика	Упаковка, кол-во тестов
---------	--------------	----------------	-------------------------------

200081-4-2-3L	Экспресс-тест для определения антител IgM и IgG к вирусу SARS-CoV-2	Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антител IgM и IgG к вирусу SARS-CoV-2 в человеческих образцах цельной крови, плазмы или сыворотки. Применяется для качественного определения антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови. Этот тест предназначен для использования профессионалами в качестве инструмента для оценки серологического статуса COVID-19 людей и не может непосредственно применяться для диагностики коронавирусной инфекции 2019 года (COVID-19).	20
---------------	---	---	----